











耳標の種類と装着方法

(1) 耳標の種類

法に基づく耳標とは、以下の規格に適合するものです。

- ①装着した後、容易に脱落しない構造であること
- ②取り外した後、再び装着できない構造であること
- ③個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
- ④個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること

■ 耳標（平成31年度規格審査に合格した耳標）と耳標装置器（アプリケーター）

種類(メーカー)	日本での取扱業者	適合するアプリケーターとその特徴
オールフレックス 	フジタ製薬(株) 連絡先: 顧客センター TEL:042-661-1970	〈オールフレックス〉  ロゴマーク 
ハプトナー 	(株)トレデスト 連絡先: TEL:045-532-9080	〈ハプトナー〉  ロゴマーク  〈オールフレックス〉 又は 
データマース 	サージミヤワキ(株) 連絡先: TEL:03-3449-3711	〈データマース〉 
エスジー工業 	エスジー工業(株) 連絡先: TEL:03-3554-5461	耳標装着マニュアル、耳標と各社装着器との関係については、送付される耳標に同封されている「耳標装着マニュアル」又は家畜改良センターHP(https://www.id.nlbc.go.jp/)をご参照ください。

注意

- 1 耳標は、補助事業において毎年度入札により種類（メーカー）が決定されるため、必ずしも毎年同じ種類（メーカー）の耳標が配付されるとは限りません。
- 2 耳標を装着する場合に留意すべき点がありますので、特に、新たな種類（メーカー）の耳標を装着する際には、耳標に同梱されている説明書や「耳標装着マニュアル」等を良く読んで牛に装着するようお願いいたします。（次頁「装着方法」をご覧ください。）
- 3 肥育農家においても、導入牛の耳標が脱落等した場合、再発行耳標を装着する必要がありますので、耳標装着器（アプリケーター）の準備をしておいてください。

【耳標装着器（アプリケーター）を新たに入手したい場合】

新規農家で耳標装着器（アプリケーター）をお持ちでない方や耳標装着器（アプリケーター）が壊れてしまった方は、耳標の配付元である（一社）家畜改良事業団にご相談ください。

（お問い合わせ先）

（一社）家畜改良事業団 情報分析センター 家畜個体識別センター

TEL 0248-48-0592 FAX 0248-48-0586

(2) 耳標の装着方法


注意

新たな種類(メーカー)の耳標が配付される際には、耳標と一緒に耳標装着方法の説明書(耳標装着マニュアル)が同梱されますので、装着に当たり、必ずご確認ください。

- ① 番号を確認し、耳標を準備してください。
耳標は雄タッグ、雌タッグで1セット(片耳分)になります。




- ② アプリケーターの留め金の下に雌タッグを固定します。
③ アプリケーターのピンに雄タッグを固定します。




- ④ アプリケーターに耳標をセットしたまま消毒液に浸します。


消毒液




- ⑤ 耳殻の血管を避け、中央部に耳標を装着します。



矢印で示した位置に正しく装着してください。



- ! 耳標に穴を開けて、別の耳標を装着するのはおやめください。耳標脱落の原因になります。




雄タッグ下段の空白スペースは自農場の管理番号等を自由に記入できるようにしております。

- ! 適合しないアプリケーターで耳標を装着しないでください。装着ミスや脱落の原因になります。

- ! ハプトナー耳標を装着する場合は、耳標をアプリケーターに対して直角にセットしてください。

- ! 雌タッグが正面に来るように装着してください(雄タッグは耳の後ろから前に向かって貫通させます)。雄と雌を逆に装着しないようご注意ください。



正しい装着状態

(3) 耳標の配付方法

法に基づく牛の個体識別のための耳標は、現在、独立行政法人 農畜産業振興機構の補助事業により、事業実施主体(一般社団法人 家畜改良事業団)から牛の管理者(農家)に配付されています。

耳標には「通常耳標」と「再発行耳標」があります。

通常耳標は、牛が生まれた際に装着する耳標です。農家からの出生の届出(報告)頭数及び耳標の在庫状況に応じて配付されます。耳標はできるだけ配付された順に、古いものから装着するようにお願いします。

再発行耳標は、装着ミスや耳標の脱落又は破損により、同じ番号で再発行された耳標です。再発行請求を行うことで配付されます。


ア 通常耳標が必要な場合

通常耳標は農家からの出生の届出(報告)頭数及び耳標の在庫状況に応じて、配付されていますが、在庫耳標が不足するような場合は、所属団体(農協等)にご相談ください。相談を受けた所属団体の手元に保管されている通常耳標を管理換えしてお渡すことができます。

ただし、耳標の「管理換え」には、所属団体から各都道府県を通じて、センターへの「管理換え」の手続きが必要です。

この手続を行わないと、管理換えした耳標を装着した牛の出生の届出(報告)が受理されませんので、ご注意ください。

【耳標が不足した場合】




イ 再発行耳標が必要な場合

耳標が脱落又は破損した場合には、同じ番号で再発行された耳標を装着する必要があります。牛の管理者は速やかに耳標の再発行請求(P7)を行ってください。

なお、再発行耳標は所属団体に送付されますが、請求から約2週間程度かかりますので、早めに請求するようお願いします。

【耳標の再発行請求】



(参考) 耳標が脱落した場合等の担保措置

法により、両耳に耳標が装着されていない牛は、譲渡し又は譲受け等を行ってはならないこととされていますが、出荷直前又は輸送中に耳標が脱落したとき等、やむを得ない場合には異動が可能となっております。

その場合、牛の管理者は、脱落した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付ける等、当該牛の個体識別番号の表示・伝達を確実にを行うための措置を講じなければなりません。

※ 詳しくは、最寄りの農林水産省 地方農政局 県域拠点 (P62)にお問い合わせください。

(4) 耳標の再発行請求方法

耳標の再発行請求は、次の手段で行うことができます。

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| ○ インターネットを通じて、 | | |
| パソコン、タブレット、スマートフォン | → | ① 届出Webシステム |
| ○ 電話、携帯電話で | → | ② 電話音声応答(CTI) |
| ○ 専用ソフトとインターネットで | → | ③ LOシステム |
| ○ 専用回線とバーコードリーダー | → | ④ イントラ報告(ID連携) |

詳しい操作は、ホームページ(<https://www.id.nibc.go.jp/data/zihyou.html>)のそれぞれの届出(報告) 手段の耳標再発行請求手続きをご覧ください。

なお、再発行された耳標は管理者のお手元ではなく、それぞれの所属団体宛に発送されますので、請求から約2週間後に所属団体に耳標の配達の有無をお問い合わせください。

【注意】

再発行耳標の請求は、いったん受付を完了しますと取り消しができませんので、請求の際は請求内容を十分ご確認ください。

片耳耳標(又は両耳耳標)の再発行請求中に、続けて同じ個体識別番号の耳標の再発行請求を行うことはできません。請求した再発行耳標がお手元に届いてから、必要な手続きを行ってください。

【耳標の配付に関するお問い合わせ先】

(一社)家畜改良事業団 情報分析センター 家畜個体識別センター

TEL 0248-48-0592 FAX 0248-48-0586